

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS PELA COR DA TAMPA

TUBOS	ANTICOAGULANTE	EXAMES	OBSERVAÇÕES
Tampa Vermelha	Sem Anticoagulante (grande ou pequeno)	- Dosagens bioquímicas - Dosagens hormonais - Sorologias - Pesquisa de células L.E.	- Coletar de 3 a 10ml - Não perfurar a tampa - Evitar agitação do tubo e exposição à luz - Manter refrigeração até 48 horas
Tampa Roxa	E.D.T.A. (pó ou líquido)	- Hemograma completo - Pesquisa de Hematozoários - Pesquisa de Microfilárias - Pesquisa de Reticulócitos	- Coletar de 3 a 10ml - Não perfurar a tampa - Homogenizar lentamente - Manter refrigeração até 48 horas
Tampa Cinza	Fluoreto de Sódio (pó ou líquido)	- Glicose - Desidrogenase Láctica	- Jejum de 12 horas - Coletar de 3 a 10ml - Não perfurar a tampa - Homogenizar lentamente
Tampa Verde	Heparina Sódica (pó ou líquido)	- Algumas dosagens bioquímicas (consultar) - Testes toxicológicos	- Jejum de 12 horas - Coletar de 3 a 10ml - Não perfurar a tampa - Homogenizar lentamente
Meio de Transporte (Microbiologia)	Stewart (gel azul claro)	- Cultura para bactérias aeróbicas	- Coletar amostra com Swab estéril - Deixar o Swab no gel - Manter o tubo em temperatura ambiente após coleta

Retirada gratuita de material em sua clínica ou consultório, todos os dias do ano

Realizada por couriers qualificados e treinados que serão enviados à clínica, consultório ou residência do veterinário, com a agilidade e segurança necessárias, mediante solicitação prévia, todos os dias do ano. Sem ônus ao solicitante. Para isso, basta entrar em contato com o **Genesi**, nos telefones **0800 282 5425 / (21) 2491-9757 / 7828-2121 / ID: 12*41674**, de segunda a sexta-feira nos horários das 8:00h às 18:00h, aos sábados das 8:00h às 16:00h e domingos e feriados das 9:00h às 14:00h (os horários podem variar de acordo com a localização da clínica).

Coleta domiciliar

Na busca pela comodidade e conveniência para nossos clientes, o **Laboratório Genesi** realiza o serviço de coleta domiciliar. Com ele, o proprietário não precisa sair de casa para fazer os exames, encaminhamos enfermeiro treinado para coleta do material biológico mediante solicitação devidamente preenchida pelo clínico por um pequeno custo.

Caso necessário, encaminhamos nosso courier na casa do cliente para recolhimento do material previamente coletado pelo médico veterinário.

Acesso a resultados de exames

- Internet: **www.laboratorigenesi.com.br** (é necessário cadastramento prévio para obter login e senha de acesso). Os exames, depois de prontos, ficam disponibilizados na página dentro de 24h;
- E-mail: o envio é realizado automaticamente, após o término da realização dos exames pelo laboratório. É necessário cadastramento prévio do e-mail do veterinário solicitante e/ou do proprietário;
- Telefone: disponível somente ao médico veterinário;
- Fax: direcionados à clínica solicitante, com solicitação prévia.

Horário de funcionamento:

Segunda a Sexta: 8:00h às 20:00h

Sábado: 8:30h às 17:00h

Domingo: 9:00h às 14:00h

Solicite a coleta do material por telefone:

0800 282 5425 / (21) 2491-9757

(21) 7828-2121 / ID: 12*41674

www.laboratorigenesi.com.br

**Estr. da Barra da Tijuca, nº 1636 - Bloco: D - Loja: B
3º Piso - Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22641-001**